




МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2

тел 0301/6-23-95;

e-mail: mbalsmolvan@mbalsmolvan.com

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА



РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: постъпило искане за разяснение по условията на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на постъпило искане относно разяснение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД”, пояснявам следното:

Въпрос №1: Моля да поясните в позиция 27.2 посочените маски за кислород за възрастни от какъв тип трябва да бъдат - назален катетър или Ешман.

Отговор № 1: Маски за кислород за възрастни трябва да бъдат тип Ешман.

Въпрос №2: Моля да поясните в позиции 140.2 и 143.2 коя част от ЕКГ кабела е посочена като “удължител за ЕКГ кабел” - комплект отвеждания или главен кабел.
Към същите позиции с колко отвеждания към пациента е ЕКГ кабела?

Отговор №2: За посочените обособени позиции “удължител за ЕКГ кабел” се отнася за главен кабел. ЕКГ кабелът е с 5 /пет/ отвеждания.

Въпрос №3: Моля да поясните в позиции 140.3, 141.2, 142.2, 143.3 и 144.3 дали изделието, посочено като “кабел за кислородна сатурация” е само адаптерен кабел, свързващ апарата със сензора или се има предвид цял сензор за кислородна сатурация.

Отговор №3: За посочените обособени позиции “Кабел за кислородна сатурация” се отнася, както следва: за обособена позиция 140.3 – адаптерен кабел; 141.2 – цял сензор за кислородна сатурация; 142.2 - цял сензор за кислородна сатурация; 143.3 – адаптерен кабел; 144.3 - цял сензор за кислородна сатурация

Въпрос №4: Моля да поясните в позиции 140.5, 141.3, 142.3 и 143.5 дали изделието, посочено

като “кабел за кръвно налягане” представлява свързващ шlauch от маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане към монитора.

Отговор №4: Изделието, посочено като “кабел за кръвно налягане” представлява свързващ шlauch от маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане към монитора.

Въпрос №5: Моля да поясните в позиции 140.7, 141.7 и 142.7 дали изделието, посочено като “кабел за температура” представлява температурен сензор и какъв тип да бъде той - кожен или езофагиален; детски или за възрастни.

Отговор №5: “Кабел за температура” представлява температурен сензор, тип – езофагиален, за възрастни

Въпрос №6: Моля да поясните в позиция 165 дали изделията, посочени в т.1 и т.2 като “кислородни неонатални сензори” са сензори за кислородна сатурация.

Отговор №6: “Кислородни неонатални сензори” са сензори за кислородна сатурация.

Въпрос №7: Моля да поясните в позиция 167 какъв е типа на UV лампите, използвани в кувьоза на Медипрема.

Отговор №7: Лампите за кувьоз Медипрема са тип-нагревател.

Въпрос №8: Рентгеновите филми в обособена позиция №129 с каква чувствителност трябва да бъдат? А именно зеленочувствителни или синьочувствителни? Моля за уточнение.

Отговор №8: Рентгеновите филми е необходимо да бъдат синьочувствителни.

.....
Д-Р МАРИН ДИМИТРОВ Д.
Изпълнителен директор на МЛ

СЧЕ - Д-Р ДИМ.

Записано

кл. 4

от ЗЗД